



Class 6 Emulating Indicator, 134 °C - 18 min.

Ref Code: E5116

250 indicators

Class 6 Steam Emulating Indicators E5116 (EN)

Description:

Verifies all critical steam sterilization parameters (time, temperature, steam) in validated pre-vacuum cycles. Color transitions from blue to dark brown/black confirm sterilization conditions.

Key Features:

- ✓ For 134°C/18 min steam cycles
- ✓ Color change: Blue → Dark brown/Black
- ✓ Dimensions: 2.5 cm × 6.5 cm
- ✓ Packaging: 250 indicators/pack
- ✓ 100% free of toxic heavy metals

Instructions for Use:

Place one indicator in each pack/pouch/tray (preferably where steam penetration is most challenging).

After sterilization, verify color change.

Allow 1 minute aeration if needed.

Compliance & Storage:

- ISO 11140-1:2014, type 6
- Store at 4–30°C, 10–40% RH
- Avoid sunlight, moisture, and sterilants
- Shelf life: 4 years | Single-use only
- **Disposal:** Discard as general waste.

Indicateurs Émulateurs Classe 6 E5116 (FR)

Description :

Vérifie tous les paramètres critiques de stérilisation (temps, température, vapeur) dans les cycles pré-vide validés. La transition de bleu à brun foncé/noir confirme les conditions de stérilisation.

Caractéristiques :

- ✓ Pour cycles vapeur 134°C/18 min
- ✓ Changement de couleur : Bleu → Brun foncé/Noir
- ✓ Dimensions : 2,5 cm × 6,5 cm

✓ Conditionnement : 250 indicateurs/paquet

✓ 100% sans métaux lourds toxiques

Mode d'emploi :

Placer un indicateur par emballage/sachet/plateau (de préférence là où la pénétration de vapeur est la plus difficile).

Après stérilisation, vérifier le changement de couleur.

Si nécessaire, laisser aérer 1 minute.

Conformité & Stockage :

- ISO 11140-1:2014, type 6
- Conserver à 4–30°C, 10–40% HR
- Éviter lumière, humidité et stérilisants
- Durée de conservation : 4 ans | Usage unique
- **Élimination** : Jeter comme déchet général.

Indicadores Emuladores Clase 6 E5116 (ES)

Descripción:

Verifica todos los parámetros críticos de esterilización (tiempo, temperatura, vapor) en ciclos de pre-vacío validados. La transición de azul a marrón oscuro/negro confirma las condiciones de esterilización.

Características:

- ✓ Para ciclos de vapor a 134°C/18 min
- ✓ Cambio de color: Azul → Marrón oscuro/Negro
- ✓ Tamaño: 2,5 cm × 6,5 cm
- ✓ Envasado: 250 indicadores/paquete
- ✓ 100% libre de metales pesados tóxicos

Instrucciones de uso:

Colocar un indicador en cada paquete/bolsa/bandeja (preferiblemente donde la penetración del vapor sea más difícil).

Tras la esterilización, confirmar el cambio de color.

Si es necesario, dejar airear 1 minuto.

Cumplimiento & Almacenamiento:

- ISO 11140-1:2014, tipo 6

- Almacenar a 4–30°C, 10–40% HR
- Evitar luz solar, humedad y esterilizantes
- Caducidad: 4 años | Un solo uso
- **Eliminación:** Desechar como residuo general.

Indicatori Emulatori Classe 6 E5116 (IT)**Descrizione:**

Verifica tutti i parametri critici di sterilizzazione (tempo, temperatura, vapore) in cicli pre-vuoto validati. La transizione da blu a marrone scuro/nero conferma le condizioni di sterilizzazione.

Caratteristiche:

- ✓ Per cicli vapore a 134°C/18 min
- ✓ Cambiamento colore: Blu → Marrone scuro/Nero
- ✓ Dimensioni: 2,5 cm × 6,5 cm
- ✓ Confezione: 250 indicatori/pacchetto
- ✓ 100% privo di metalli pesanti tossici

Istruzioni per l'uso:

Posizionare un indicatore in ogni confezione / busta / vassoio (preferibilmente dove la penetrazione del vapore è più difficile).

Dopo la sterilizzazione, verificare il cambiamento di colore.

Se necessario, aerare per 1 minuto.

Conformità & Conservazione:

- ISO 11140-1:2014, tipo 6
- Conservare a 4–30°C, 10–40% UR
- Evitare luce solare, umidità e sterilizzanti
- Scadenza: 4 anni | Monouso
- **Smaltimento:** Gettare come rifiuto generico.

Emulierende Indikatoren Klasse 6 E5116 (DE)**Beschreibung:**

Überprüft alle kritischen Dampfsterilisationsparameter (Zeit, Temperatur, Dampf) in validierten Vorvakuumzyklen. Farbwechsel von blau zu dunkelbraun/schwarz bestätigt die Sterilisationsbedingungen.

Merkmale:

- ✓ Für Dampfzyklen bei 134°C/18 min
- ✓ Farbwechsel: Blau → Dunkelbraun/Schwarz

- ✓ Größe: 2,5 cm × 6,5 cm
- ✓ Verpackung: 250 Indikatoren/Packung
- ✓ 100% frei von toxischen Schwermetallen

Anwendungshinweise:

Je Packung/Beutel/Schale einen Indikator platzieren (vorzugsweise an der schwersten Dampfdurchdringungsstelle).

Nach Sterilisation Farbwechsel prüfen.

Bei Bedarf 1 Minute.

Konformität & Lagerung:

- ISO 11140-1:2014, typ 6
- Lagern bei 4–30°C, 10–40% LF
- Vor Licht, Feuchtigkeit und Sterilantien schützen
- Haltbarkeit: 4 Jahre | Einmalgebrauch
- **Entsorgung:** Als Hausmüll entsorgen.

Emulerende Indicatoren Klasse 6 E5116 (NL)**Beschrijving:**

Verifieert alle kritieke stoomsterilisatieparameters (tijd, temperatuur, stoom) in gevalideerde voorvacuümcycli. Kleurverandering van blauw naar donkerbruin/zwart bevestigt steriliseercondities.

Kenmerken:

- ✓ Voor stoomcycli van 134°C/18 min
- ✓ Kleurverandering: Blauw → Donkerbruin/Zwart
- ✓ Afmetingen: 2,5 cm × 6,5 cm
- ✓ Verpakking: 250 indicatoren/verpakking
- ✓ 100% vrij van giftige zware metalen

Gebruiksaanwijzing:

Plaats één indicator per verpakking/zak/lade (bij voorkeur waar stoompenetratie het moeilijkst is).

Controleer kleurverandering na sterilisatie.

Laat indien nodig 1 minuut luchten.

Conformiteit & Opslag:

- ISO 11140-1:2014, type 6
- Bewaren bij 4–30°C, 10–40% RV
- Vermijd zonlicht, vocht en sterilantia
- Houdbaarheid: 4 jaar | Eenmalig gebruik
- **Afvalverwerking:** Als huishoudelijk afval.